





CDR VET

X Ray System



CDR VET





Console tactile avec tableau de constantes enregistrées fonction de la Région Anatomique et épaisseurs traversées



Kit de fixation sangles*
(*Option)

Plateau flottant 4 mouvements
Mise en veille automatique du générateur 30 minutes après le dernier tir de Rayons-X



Robuste, puissante le déclenchement des Rayons-X s'effectue depuis une pédale "sabot" et ou depuis la console. Déclenchement de la lumière collimateur depuis le collimateur, la console ou pédale de frein.

Caractéristiques techniques :

- Puissance 32kW
- Fréquence technologie 100 kHz
- Courant Maximum 425 mA
- Voltage Tube Maximum 125 kV
- Double foyer dimension 0.6 1.3 mm
- Tube à Anode tournante
- Plateau Flottant quadridirectionnel
- Affichage console Kev & mAs ou Kev, mA et temps d'exposition. Extinction automatique après 30 '
- 240 Préreglages
- Alimentation Electrique 220V/20A



Pour toutes demandes d'informations :
contact@si-veterinaire.fr